



頭部 (15歳<)
DRL: 830-1260 mGy cm

無断転載不可




顔面 (15歳<)
DRL: 250-470 mGy cm

無断転載不可




頸部 (15歳<)
DRL: 290-600 mGy cm

無断転載不可




胸部 (15歳<)
DRL: 250-510 mGy cm

無断転載不可




上腹部 (15歳<)
DRL: 270-570 mGy cm

無断転載不可




骨盤 (15歳<)
DRL: 290-690 mGy cm

無断転載不可




上腹部～骨盤 (15歳<)
DRL: 430-840 mGy cm

無断転載不可



胸腹骨盤 (15歳<)
DRL: 670-1170 mGy cm

無断転載不可



冠動脈 (15歳<)
DRL: 180-1000 mGy cm

無断転載不可




表 1. 大人の各撮影部位の DRL

撮影部位	CTDI ファントムサイズ	スキャン回数	DLP (mGy cm)		CTDIvol (mGy) ※	
			25 th percentile	75 th percentile	25 th percentile	75 th percentile
頭部	16	6247	830	1260	60	80
顔面	16	521	250	470	15	30
頸部	32	397	290	600	10	20
胸部	32	4024	250	510	5	15
上腹部	32	1840	270	570	10	20
骨盤	32	232	290	690	10	20
全腹部	32	4141	430	840	10	20
全身	32	3781	670	1170	10	20
冠動脈	32	709	180	1000	10	60

※ CTDIvol の DRL は平均値表示のデータから計算。逐次近似応用再構成を含む。

表 2. 小児頭部 CT の DRL

年齢	CTDI ファントムサイズ	スキャン回数	DLP (mGy cm)		CTDIvol (mGy) ※	
			25 th percentile	75 th percentile	25 th percentile	75 th percentile
-4		55	510	830	30	60
-10	16	72	570	850	40	60
-15		100	760	1200	55	70

※ CTDIvol の DRL は平均値表示のデータから計算。逐次近似応用再構成を含む。